


Anti-Vps28 Coniglio Anticorpo Monoclonale Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uk41

Numero articolo: CM0003742



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-VPS28 validato per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce VPS28 umano, murino e ratto. Ideale per lo studio del complesso ESCRT-I nel traffico endosomiale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	VPS28 Coniglio mAb
Note/Alias	VPS28; Sottounità ESCRT-I
Specie	Umano
GeneID (umano)	51160
GeneID	51160
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 122-221 del VPS28 umano (Q9UK41).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9UK41
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio