


Anticorpo Policlonale Anti-Vps29 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubq0

Numero articolo: CM0015670



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia VPS29 umano (SWISS: Q9UBQ0) per applicazioni WB, IF/ICC, ELISA. Convalidato in uomo, topo, ratto. È coinvolto nel riciclo endosomiale e nel complesso retromerico. Ideale per lo studio dei complessi retromerico e retriever, dell'ordinamento del carico e della transitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	VPS29 Rabbit pAb
Note/Alias	DC7; DC15; PEP11; VPS29
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	51699
GeneID	51699
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-186 di VPS29 umano (NP_476528.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UBQ0
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio