

Anticorpo Policlonale Anti-Vps33B Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9H267

Numero articolo: CM0028872

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia VPS33B umano, adatto per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con Uomo e Topo. Utile per lo studio del traffico endosomiale e della polarità cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	VPS33B Rabbit pAb
Note / Alias	KDIDAR; PFIC12; VPS33B
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	26276
GeneID	26276
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 348-617 di VPS33B umano (NP_061138.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9H267
Peso Proteico	71kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio