


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Vps35 Per Wb, Elisa - Q96Qk1

Numero articolo: CM0012788



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro VPS35 umano, validato per Western blot ed ELISA. Reagisce anche con VPS35 umano, murino e di ratto. Adatto per la ricerca sul complesso retromer e sullo smistamento endosomiale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	VPS35 Rabbit mAb
Note/alias	MEM3; PARK17; VPS35
Specie	Umano
GeneID (umano)	55737
GeneID	55737
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-200 di VPS35 umano (Q96QK1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q96QK1
Peso della proteina	92 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante