


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Vps35 Per Wb, Elisa - Q96Qk1

Numero articolo: CM0027992



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-VPS35 validato per WB ed ELISA. Si rivolge a VPS35 umano e murino (92 kDa, UniProt Q96QK1). Una subunità fondamentale del complesso retromer essenziale per l'ordinamento del carico endosomiale e collegata alla malattia di Parkinson. Adatto per la ricerca sul traffico intracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	VPS35 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	MEM3, PARK17, VPS35
Specie	Umano
Gene ID	55737
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-250 di VPS35 umano (NP_060676.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q96QK1
Peso proteico	92kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio