


Anticorpo Policlonale Anti-Vps37A Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nez2

Numero articolo: CM0025488



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio VPS37A validato per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con VPS37A umano, murino e di ratto, una subunità del complesso ESCRT-I coinvolta nel sorting endosomiale e associata al cancro al fegato. Ideale per la ricerca sul traffico vescicolare e sulle malattie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome Prodotto	VPS37A Rabbit pAb
Note/Alias	HCRP1; PQBP2; SPG53; VPS37A
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	137492
ID Gene	137492
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 224-397 di VPS37A umano (NP_689628.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8NEZ2
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio