


Anticorpo Policlonale Anti-Vps37B Per Wb, Elisa - Q9H9H4

Numero articolo: CM0018888



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità che bersaglia VPS37B umano, validato per WB e ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per ricerche sul complesso ESCRT-I e sul sorting endosomiale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	VPS37B Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	VPS37B
Specie	Umana
GeneID (umano)	79720
GeneID	79720
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 60-170 di VPS37B umano (NP_078943.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9H9H4
Peso proteico	31 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio