

Anticorpo Policlonale Anti-Vps54 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9P1Q0

Numero articolo: CM0016337

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-VPS54 validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva VPS54 umana e murina. Adatto per lo studio del trasporto retrogrado, della funzione del complesso GARP e della ricerca sugli antigeni tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	VPS54 Rabbit pAb
Note/Alias	WR; HCC8; SLP-8p; VPS54L; hVps54L; PPP1R164; VPS54
Specie	Umana
GeneID (Umano)	51542
GeneID	51542
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 420-720 di VPS54 umana (NP_001005739.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	Q9P1Q0
Peso proteico	111kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio