

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Vsnl1/Vilip-1 Per Wb, Elisa - P62760

Numero articolo: CM0006468

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro VSNL1/VILIP-1 umano (Visinin-like protein 1), validato per WB ed ELISA. Cross-reattiva con topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione dipendente dal calcio, della neurodegenerazione e dei biomarcatori della malattia di Alzheimer.

[Ulteriori informazioni](#)

Nome Prodotto	VSNL1/VILIP-1 mAb Coniglio
Note/Alias	HLP3, VILIP, HPCAL3, HUVISL1, VILIP-1, VSNL1/VILIP-1
Specie	Umano
GeneID	7447
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2-191 di VSNL1/VILIP-1 umano (NP_003376.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P62760
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio