

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Vsnl1/Vilip-1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P62760

Numero articolo: CM0007595

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro VSNL1/VILIP-1 umano, validato per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Rileva una banda a 22 kDa. Utile nella ricerca sulle neuroscienze e sul morbo di Alzheimer.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	VSNL1/VILIP-1 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	HLP3; VILIP; HPCAL3; HUVISL1; VILIP-1; VSNL1/VILIP-1
Specie	Uomo
GeneID	7447
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2-191 di VSNL1/VILIP-1 umano (NP_003376.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P62760
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio