

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Vti1A Per Wb, Elisa - Q96Aj9

Numero articolo: CM0029417

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro VTI1A umano per WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sul trasporto vescicolare, SNARE e traffico del Golgi. - Q96AJ9

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	VTI1A Rabbit pAb
Note/Alias	MMD53; MVti1; VTI1RP2; Vti1-rp2; VTI1A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	143187
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-180 di VTI1A umano (NP_660207.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96AJ9
Peso Molecolare Proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio