

Anticorpo Policlonale Anti-Vwc2L Per Wb E Elisa - Q505H4

Numero articolo: CM0023001

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia VWC2L murino (Brorin-like), validato per Western blot (WB) e ELISA. Presenta reazione crociata con esseri umani e topi. Utile per studi sulla neurogenesi e la mineralizzazione ossea. Peso molecolare previsto: 25 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	VWC2L Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	Brl; A830006F12Rik; VWC2L
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	402117
ID Gene	320460
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-50 di VWC2L murino (NP_796138.2)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q505H4
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Sacco refrigerante