

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Wapl Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q7Z5K2

Numero articolo: CM0009092



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro WAPL umano, validato per WB, IF/ICC, IP ed ELISA. Reagisce con campioni umani e murini. Ideale per lo studio della coesione delle cromatidi sorelle e della mitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	WAPL mAb di coniglio
Note/alias	FOE, WAPAL, KIAA0261, WAPL
Specie	Umano
GeneID (umano)	23063
GeneID	23063
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di WAPL umano (Q7Z5K2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q7Z5K2
Peso della proteina	133 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante