


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Wasp Per Wb, Elisa - P42768

Numero articolo: CM0016949



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-WASP di alta qualità (P42768) per applicazioni di Western blot ed ELISA. Validato in campioni umani; rileva il fattore WAS promotore della nucleazione dell'actina, per la ricerca sul citoscheletro e sul sistema immunitario.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	WASP pAb di coniglio
Note/alias	THC, IMD2, SCNX, THC1, WASP, WASPA
Specie	Umana
GeneID (umano)	7454
GeneID	7454
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 60-250 della WASP umana (NP_000368.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P42768
Peso della proteina	53 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio