

Anticorpo Monoclonale Coniugato Anti-Wave2/Wasf2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6W5

Numero articolo: CM0003195



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità specifico per WAVE2/WASF2 umano (proteina 2 della famiglia della sindrome di Wiskott-Aldrich), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sulla dinamica dell'actina e sui lamellipodi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-WAVE2/WASF2
Note/Alias	IMD2; SCAR2; WASF4; WAVE2; dj393P12.2; WAVE2/WASF2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10163
ID Gene	10163
Immunogeno	Peptide Sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 399-498 di WAVE2/WASF2 umano (Q9Y6W5).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y6W5
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio