


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Wbp11 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y2W2

Numero articolo: CM0018754



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina umana WBP11 (proteina legante il dominio WW 11) per Western blot, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per studi sui meccanismi di splicing.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio WBP11
Note/Alias	BUG13; FAP90; NPWBP; SIPP1; VCTRL; CFAP90; VCTERL; WBP-11; PPP1R165; WBP11
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	51729
ID Gene	51729
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y2W2
Peso Proteico	70kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio