

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Wbp2NL Per Wb - Q6lcg8

Numero articolo: CM0022564

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-WBP2NL per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con mouse e ratto. Rileva la WBP2NL (PAWP) di 32 kDa, coinvolta nella fecondazione e nella meiosi. Q6ICG8.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	WBP2NL pAb coniglio
Note/Alias	PAWP; GRAMD7; WBP2NL
Specie	Umano
GeneID (Umano)	164684
GeneID	164684
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-120 della WBP2NL umana (NP_689826.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Mouse, Ratto
SWISS	Q6ICG8
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio