


Anticorpo Policlonale Anti-Wbscr22 Per Wb, If/Icc, Elisa - O43709

Numero articolo: CM0030505



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia WBSR22 umano (metiltransferasi rRNA), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva WBSR22 umano e di ratto (~32kDa). Adatto per studi sulla biogenesi dei ribosomi e sulla regolazione della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	WBSR22 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	WBMT; MERM1; PP3381; HUSSY-3; WBSR22; HASJ4442
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	114049
GeneID	114049
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-281 di WBSR22 umano (NP_059998.2))
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Ratto
SWISS	O43709
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio