

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Wbscr27 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N6F8

Numero articolo: CM0023976

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega a WBSR27 (METTL27). Adatto per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata su umano, topo e ratto. Indagare i ruoli nella sindrome di Williams-Beuren e nelle vie di metilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	WBSR27 pAb coniglio
Note/Alias	WBSR27
Specie	Umano
GenID (Umano)	155368
GenID	155368
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-245 del WBSR27 umano (NP_689772.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q8N6F8
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio