

Anticorpo Policlonale Anti-Wdfy4 Per Wb, Elisa - Q6Zs81

Numero articolo: CM0028235

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro WDFY4 umano, adatto per WB ed ELISA. Mirata alla proteina 4 contenente ripetizioni WD e dominio FYVE, critica per la presentazione incrociata delle cellule dendritiche e l'autofagia delle cellule B. Validata per campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	WDFY4 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	C10orf64; WDFY4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	57705
GeneID	57705
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-160 di WDFY4 umano (NP_065996.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q6ZS81
Peso proteico	354kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio