


Anticorpo Policlonale Anti-Wdhd1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 075717

Numero articolo: CM0013472



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-WDHD1 validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Riconosce il WDHD1 umano e di ratto (126 kDa), un fattore core del replicoma ideale per la ricerca sulla replicazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	WDHD1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	AND1; CTF4; AND-1; CHTF4; WDHD1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	11169
GeneID	11169
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	075717
Peso proteico	126kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio