

Anticorpo Policlonale Anti-Wdr1 Per Wb Ed Elisa - 075083

Numero articolo: CM0015758



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro WDR1 umano, validato per applicazioni WB ed ELISA. Rileva WDR1 endogeno (66 kDa) in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio delle dinamiche del citoscheletro di actina e della migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	WDR1 Rabbit pAb
Note/alias	AIP1; PFITS; NORI-1; HEL-S-52; WDR1
Specie	Umano
ID gene (umano)	9948
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-500 di WDR1 umano (NP_059830.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	075083
Peso della proteina	66 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante