


Anticorpo Policlonale Anti-Wdr11 Per Wb, Elisa - Q9Bzh6

Numero articolo: CM0018389



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-WDR11 validato per Western blot ed ELISA. Targetizza la proteina umana contenente ripetizioni WD 11, coinvolta nella segnalazione Hedgehog e nella ciliogenesi. Adatto per la ricerca in biologia dello sviluppo e nei meccanismi delle malattie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	WDR11 Rabbit pAb
Note/Alias	DR11, HH14, SRI1, BRWD2, WDR15, WDR11
Specie	Umana
ID del gene (umano)	55717
ID del gene	55717
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 975-1224 di WDR11 umano (NP_060587.8)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9BZH6
Peso della proteina	137 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante