


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Wdr12 Per Wb Ed Elisa - Q9Gzl7

Numero articolo: CM0017996



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro WDR12 umano (YTM1), validato per Western blot ed ELISA. Ideale per la ricerca sulla biogenesi dei ribosomi; rileva una banda di ~48 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	pAb di Coniglio Anti-WDR12
Osservazioni/Alias	YTM1; WDR12
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	55759
ID Gene	55759
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 di WDR12 umano (NP_060726.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9GZL7
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio