


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Wdr4 Per Wb, Ihc-P, Chip, Elisa - P57081

Numero articolo: CM0003391



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro WDR4 umano (P57081), validato per WB, IHC-P, ChIP ed ELISA. Sottounità non catalitica del complesso metiltransferasi METTL1 coinvolta nella modifica di tRNA/mRNA. Reagisce incrociato con topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	WDR4 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	hWH, Wuho, MIGSB, TRM82, GAMOS6, TRMT82, WDR4
Specie	Umano
ID Gene	10785
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 250-350 del WDR4 umano (P57081).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ChIP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P57081
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio