

Anticorpo Policlonale Anti-Wdr45 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y484

Numero articolo: CM0026363



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce WDR45, una proteina chiave dell'autofagia coinvolta nella formazione degli autofagosomi. Adatto per WB, IF/ICC ed ELISA su campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sull'autofagia e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	WDR45 Rabbit pAb
Note/Alias	JM5; NBIA4; NBIA5; WDRX1; WIPI4; WIPI-4; WDR45
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	11152
ID Gene	11152
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-148 della proteina WDR45 umana (NP_001025067.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9Y484
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio