


Anticorpo Policlonale Anti-Wdr46 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15213

Numero articolo: CM0021692



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro WDR46 convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con Uomo, Topo, Ratto. Bersaglia la proteina scaffold nucleolare coinvolta nella biogenesi ribosomiale. UniProt: O15213.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	WDR46 Rabbit pAb
Note / Alias	UTP7; BING4; FP221; C6orf11; WDR46
Specie	Uomo
Gene ID	9277
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 421-610 della WDR46 umana (NP_005443.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O15213
Peso molecolare proteico	68kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio