


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Wdr48 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Taf3

Numero articolo: CM0024744



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro WDR48, un regolatore dei complessi deubiquitinanti e della riparazione del DNA. Adatto per WB, IHC-P, ELISA su campioni umani, di topo e ratto. Permette la ricerca sulla via dell'ubiquitina e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	WDR48 Rabbit pAb
Note/Alias	P80; UAF1; Bun62; SPG60; WDR48
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	57599
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8TAF3
Peso proteico	76 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio