

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Wdr5 Per Wb, Elisa - P61964

Numero articolo: CM0012242



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità diretto contro WDR5 umano, convalidato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo e ratto. Ideale per applicazioni di ricerca epigenetica e trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	WDR5 Rabbit mAb
Note/Alias	BIG3; SWD3; BIG-3; CFAP89; WDR5
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	11091
ID gene	11091
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 235-334 del WDR5 umano (NP_060058.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	P61964
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio