

Anticorpo Policlonale Anti-Wdr6 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nnw5

Numero articolo: CM0025461

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro WDR6 umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva WDR6 endogeno in campioni umani e murini; coinvolto nella metilazione del tRNA e nella regolazione dell'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	WDR6 Rabbit pAb
Note/Alias	Trm734; WDR6
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	11180
ID Gene	11180
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 800-1000 di WDR6 umano (NP_060501.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q9NNW5
Peso Proteico	122kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio