


Anticorpo Policlonale Anti-Wdr61 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Gzs3

Numero articolo: CM0018129



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro WDR61 umano (SKIC8/REC14) per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo, ratto. Mira alla subunità del complesso PAF1/SKI di 34 kDa coinvolta nella regolazione trascrizionale e nel decadimento dell'RNA. Adatto per la ricerca in epigenetica e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale Anti-WDR61 di Coniglio
Note/Alias	SKI8; REC14; WDR61
Specie	Umano
ID Gene	80349
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-305 di WDR61 umano (NP_079510.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9GZS3
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio