


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Wdr77 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bqa1

Numero articolo: CM0025958



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro WDR77 umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sul complesso metiliosomico e sulla metilazione dell'arginina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	WDR77 Rabbit pAb
Note/Alias	p44; MEP50; MEP-50; HKMT1069; Nbla10071; p44/Mep50; WDR77
Specie	Umano
GeneID (umano)	79084
GeneID	79084
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 153-243 di WDR77 umano (NP_077007.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BQA1
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio