

Anticorpo Policlonale Anti-Wdr81 Per Wb, Elisa - Q562E7

Numero articolo: CM0013634

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia WDR81, un regolatore negativo dell'attività PI3K sulle membrane endosomiali. Validato per WB e ELISA con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Supporta la ricerca sul traffico endosomiale e l'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	WDR81 Rabbit pAb
Note/Alias	HYC3; CHMRQ; CAMRQ2; SORF-2; PPP1R166; WDR81
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	124997
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 340-620 di WDR81 umano (NP_001157281.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q562E7
Peso proteico	212kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio