

Anticorpo Monoclonale Anti-Wee1 Per Ihc-P, Elisa - P30291

Numero articolo: CM0007328



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il WEE1 umano, adatto per IHC-P e ELISA con reattività crociata con il topo. Ideale per lo studio della regolazione del checkpoint G2/M e del controllo del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	WEE1 Rabbit mAb
Note/Alias	WEE1A, WEE1hu, WEE1
Specie	Umano
ID gene (Uomo)	7465
ID gene	7465
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 del WEE1 umano (NP_003381.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P30291
Peso proteico	72kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio