

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Wfdc1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hc57

Numero articolo: CM0021306

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting WFDC1/PS20, un inibitore della crescita secreto. Adatto per WB, IF/ICC, ELISA su campioni umani e murini. Ideale per la ricerca sul cancro e studi sugli inibitori delle proteasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	WFDC1 Rabbit pAb
Note/Alias	PS20; WFDC1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	58189
GenelD	58189
Immunogeno	Proteina Ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 111-220 di WFDC1 umano (NP_067020.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9HC57
Peso Proteico	24kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio