

Anticorpo Monoclonale Anti-Wfs1 Per Wb, If-P, Elisa - 076024

Numero articolo: CM0006356

introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio rileva WFS1 (Wolframin) umano e cross-reagisce con il ratto. È adatto per WB, IF-P ed ELISA. Utile per studi sullo stress del RE, sulla segnalazione del calcio e sulla sindrome di Wolfram.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	WFS1 Rabbit mAb
Note/Alias	WFS; WFRS; WFSL; CTRCT41; WFS1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	7466
Gene ID	7466
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 70-170 del WFS1 umano (NP_001139325.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	O76024
Peso Proteico	100 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio