

Anticorpo Policlonale Anti-Wfs1 Per Wb, If/Icc, Elisa - 076024

Numero articolo: CM0023801

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro WFS1 umano (Wolframina) validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva WFS1 umano, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sullo stress del RE, l'omeostasi del calcio e la sindrome di Wolfram.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb Coniglio anti-WFS1
Note/Alias	WFS; WFRS; WFSL; CTRCT41; WFS1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7466
GeneID	7466
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-285 di WFS1 umano (NP_005996.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O76024
Peso Molecolare Proteina	100kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio