

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Whrn Per Wb, Elisa - Q9P202

Numero articolo: CM0015537



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro WHRN (whirlin) umano, applicabile per WB e ELISA. Riconosce la proteina whirlin umana e murina. Adatto per studi su udito, visione e sindrome di Usher.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	WHRN Rabbit pAb
Annotazioni/alias	WI; CIP98; USH2D; DFNB31; PDZD7B; WHRN
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	25861
ID gene	25861
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 708-907 di WHRN umano (NP_056219.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9P202
Peso molecolare della proteina	97kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio