


Anticorpo Policlonale Anti-Wif1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y5W5

Numero articolo: CM0013468



introduzione

WIF1 Rabbit pAb (fattore inibitorio 1 di Wnt) è un anticorpo policlonale di coniglio validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce con WIF1 umano, murino e di ratto, un inibitore secreto della segnalazione Wnt coinvolto nella segmentazione del mesoderma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	WIF1 Rabbit pAb
Note / Alias	WIF-1; WIF1
Specie	Umano
ID del gene (umano)	11197
ID del gene	11197
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-220 di WIF1 umano (NP_009122.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9Y5W5
Peso della proteina	42 kDa
Spedizione	Confezione refrigerante