


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Wif1 Per Wb, Elisa - Q9Y5W5

Numero articolo: CM0010333



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro WIF1 umano, validato per WB ed ELISA. Riconosce WIF1 umano, di topo e di ratto. Ideale per studi sull'inibizione della segnalazione Wnt. Immunogeno: peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 280-379 di WIF1 umano (UniProt Q9Y5W5).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb coniglio anti-WIF1
Note/Alias	WIF-1; WIF1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	11197
GeneID	11197
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 280-379 di WIF1 umano (Q9Y5W5).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y5W5
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Sacca refrigerante