


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Wif1 Per Wb, If-P, Elisa - Q9Y5W5

Numero articolo: CM0007194



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro WIF1 umano, validato per WB, IF-P ed ELISA. Reagisce anche con il topo. È diretto contro il fattore 1 inibitore di Wnt, un antagonista secreto della segnalazione WNT. Ideale per la ricerca sullo sviluppo e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-WIF1
Note/Alias	WIF-1; WIF1
Specie	Uomo
ID del gene	11197
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-379 di WIF1 umano (NP_009122.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q9Y5W5
Peso della proteina	42 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante