

Anticorpo Policlonale Anti-Wipf1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - 043516

Numero articolo: CM0023256



introduzione

WIPF1 Rabbit pAb convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce WIPF1 di uomo, topo e ratto. Immunogeno ricombinante da aa 400-500. Ideale per la ricerca sul citoscheletro di actina e l'immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	WIPF1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	WIP; WAS2; PRPL-2; WASPIP; WIPF1
Specie	Uomo
GeneID	7456 (uomo)
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O43516
Peso proteico	51 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio