

Anticorpo Policlonale Anti-Wipi1 Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q5Mnz9

Numero articolo: CM0028704

introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio WIP1 (Q5MNZ9) è validato per WB e ELISA, con reattività incrociata verso uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'autofagia e l'approvvigionamento di materie prime per IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	WIP1 Rabbit pAb
Note / Alias	ATG18; ATG18A; WIP149; WIP1
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	55062
ID gene	55062
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 187-446 della WIP1 umana (NP_060453.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q5MNZ9
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio