

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Wipi2 Per Wb Ed Elisa - Q9Y4P8

Numero articolo: CM0027456



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro WIPI2 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sul macchinario dell'autofagia e ricerca sulle malattie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio anti-WIPI2
Note/Alias	Atg21; ATG18B; CGI-50; IDDSSA; WIPI-2; WIPI2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	26100
ID Gene	26100
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 187-436 di WIPI2 umano (NP_057087.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y4P8
Peso Proteico	49kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio