

## Anticorpo Policlonale Anti-Wisp2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 076076

Numero articolo: CM0026231

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-WISP2 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Bersaglia la proteina umana WISP2 (CCN5), una proteina secreta coinvolta nel rimodellamento osseo e nell'adesione cellulare. Reagisce in modo crociato con topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | Anticorpo Policlonale di Coniglio anti-WISP2                                                                                              |
| Note/Alias          | CT58; WISP2; CTGF-L                                                                                                                       |
| Specie              | Umana                                                                                                                                     |
| GeneID              | 8839                                                                                                                                      |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 164-250 della proteina umana WISP2 (NP_003872.1) |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                                  |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                                     |
| Applicazione        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                  |
| Reattività Crociata | Umana, Topo, Ratto                                                                                                                        |
| SWISS               | 076076                                                                                                                                    |
| Peso Proteico       | 27kDa                                                                                                                                     |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                                     |