

Anticorpo Policlonale Anti-Wls Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q5T9L3

Numero articolo: CM0020167



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro WLS umano (GPR177/EVI), validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione Wnt, il traffico proteico e lo sviluppo. Supportato dall'approvvigionamento di qualità di CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	WLS Rabbit pAb
Note/Alias	EVI, MRP, ZKS, GPR177, mig-14, C1orf139, WLS
Specie	Umano
GeneID (Umano)	79971
GeneID	79971
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 43-232 di WLS umano (NP_001002292.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q5T9L3
Peso Proteico	62kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio