

Anticorpo Monoclonale Anti-Wnk1 Per Wb - Q9H4A3

Numero articolo: CM0004291

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia WNK1 umano (Q9H4A3). Validato per Western blot ed ELISA; reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per studiare la segnalazione della chinasi WNK1 nella regolazione della pressione sanguigna e nel trasporto ionico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	WNK1 Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	KDP; PSK; p65; HSN2; HSN2; PRKWNK1; PPP1R167; WNK1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	65125
Immunogeno	Peptide sintetico - Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di WNK1 umano (Q9H4A3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9H4A3
Peso proteico	251kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio