

Anticorpo Policlonale Anti-Wnk3 Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Byp7

Numero articolo: CM0016512



introduzione

Anticorpo policlonale WNK3 coniglio validato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva WNK3 umano, murino e ratto. Ideale per lo studio dell'omeostasi degli elettroliti e della regolazione del volume cellulare. Dal portafoglio di materie prime IVD di CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	WNK3 Rabbit pAb
Note/Alias	PRKWNK3; WNK3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	65267
GeneID	65267
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 500-600 del WNK3 umano (NP_065973.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9BYP7
Peso proteico	198kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio