

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Wnt1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04628

Numero articolo: CM0023178

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro WNT1 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione Wnt, lo neurosviluppo e la biologia delle ossa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	WNT1 Rabbit pAb
Note/Alias	INT1; OI15; BMND16; WNT1
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	7471
ID gene	7471
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 231-370 della WNT1 umana (NP_005421.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P04628
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio