

Anticorpo Policlonale Anti-Wnt10A Per Wb Ed Elisa - Q9Gzt5

Numero articolo: CM0015837

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro WNT10A umano, adatto per WB ed ELISA. Validato per uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione Wnt, la displasia ectodermica e lo sviluppo dentale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	WNT10A pAb di coniglio
Note/alias	OODD; SSP5; ECTD16; STHAG4; WNT10A
Specie	Uomo
GenElD (uomo)	80326
GenElD	80326
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9GZT5
Peso della proteina	46kDa
Spedizione	Borsa refrigerante